


Anti-Cct6Aポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P40227

商品番号: CM0026883



前書き

CCT6A Rabbit pAb

(P40227)は、WBおよびELISAでバリデーションされたポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのCCT6A（アクチンおよびチューブリンのフォールディングを助けるTRiCシャペロニンサブユニット）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCT6A Rabbit pAb
備考/別名	CCT6; Cctz; HTR3; TCPZ; TCP20; MoDP-2; TTCP20; CCT-zeta; CCT-zeta-1; TCP-1-zeta; CCT6A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	908
GeneID	908
免疫原	ヒトCCT6A (NP_001753.1) のアミノ酸80-250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40227
タンパク質分子量	58kDa
配送	氷袋