


## Wb・Elisa用抗Cct6Aウサギポリクローナル抗体 - P40227

商品番号: CM0021110



## 前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのCCT6Aウサギポリクローナル抗体。アクチンおよびチューブリンの折りたたみに関与するシャペロニンサブユニットであるヒトおよびラットのCCT6Aを認識します。タンパク質恒常性研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 仕様                                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | CCT6A Rabbit pAb                                                                |
| 別名         | CCT6; Cctz; HTR3; TCPZ; TCP20; MoDP-2; TTCP20; CCT-zeta; CCT-zeta-1; TCP-1-zeta |
| 対象種        | ヒト                                                                              |
| 遺伝子ID (ヒト) | 908                                                                             |
| 遺伝子ID      | 908                                                                             |
| 免疫原        | ヒトCCT6A (NP_001753.1) のアミノ酸80～250番目の配列に対応する組換えタンパク質                             |
| 起源         | ウサギ                                                                             |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                                       |
| 用途         | WB, ELISA                                                                       |
| 交差反応性      | ヒト、ラット                                                                          |
| SWISS      | P40227                                                                          |
| タンパク質分子量   | 58kDa                                                                           |
| 発送方法       | 保冷剤                                                                             |