

Anti-Cct6B ラビットポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q92526

商品番号: CM0014398

前書き

ヒトCCT6Bを標的とする高品質なラビットポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおける内在性レベルを検出します。シャペロニン複合体および精巢特異的タンパク質の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	値
製品名	CCT6B Rabbit pAb
備考/別名	Cct2; CCTZ-2; TSA303; CCT-zeta-2; TCP-1-zeta-2; CCT6B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10693
免疫原	ヒトCCT6B (NP_006575.2) のアミノ酸120-340に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92526
タンパク質分子量	58kDa
配送	アイスバッグ