


Wb、Elisa用 Anti-Cct7 ポリクローナル抗体 - Q99832

商品番号: CM0016261



前書き

ヒトCCT7（CCT- η 、TCP1サブユニット η ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットにおける内因性レベルを検出します。シャペロニンおよびタンパク質フォールディング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCT7 Rabbit pAb
備考/別名	CCTH; CCTETA; NIP7-1; TCP1ETA; CCT7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10574
GeneID	10574
免疫原	ヒトCCT7（NP_006420.1）のアミノ酸310-500に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99832
タンパク質分子量	59kDa
発送	保冷バッグ