

フローサイトメトリー用 Anti-Cd10 ウサギモノクローナル抗体 () - P08473

商品番号: CM0008358



前書き

ヒトCD10（ネプリライシン/CALLA）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済みで、造血器悪性腫瘍および正常リンパ球サブセットの検出を可能にします。免疫表現型解析および白血病研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	Rabbit anti-Human CD10 mAb
備考/別名	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4311
遺伝子ID	4311
免疫原	ヒトCD10 (NP_000893.2) のアミノ酸52-750に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P08473
タンパク質分子量	86kDa
発送方法	保冷剤（氷袋）