

Wb、Fc、Elisa用抗Cd10ウサギモノクローナル抗体 - Q61391

商品番号: CM0005457



前書き

マウスCD10（ネプリライシン）に特異的なウサギモノクローナル抗体で、WB、FC、ELISAでの検証が完了しています。ペプチド代謝や皮膚リモデリングの研究、診断薬開発をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD10 ウサギmAb
備考/別名	Mme
種	マウス
GeneID (ヒト)	4311
GeneID	17380
免疫原	マウスCD10（NP_032630.2）のアミノ酸52-750に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, FC, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q61391
タンパク質分子量	86kDa
輸送方法	氷袋