

WbおよびElisa用抗Cd101ウサギモノクローナル抗体 - Q93033

商品番号: CM0004315

前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用のヒトCD101（V7、IGSF2、EWI-101）に対するウサギモノクローナル抗体です。T細胞増殖を阻害し、白血病マーカーとして作用します。免疫原：組換えタンパク質。Swiss-Prot Q93033。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD101 ウサギmAb
備考/別名	V7; IGSF2; EWI-101; CD101
対象種	ヒト
遺伝子ID	9398
免疫原	ヒトCD101のアミノ酸21〜410に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_004249.2)
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q93033
タンパク質分子量	115kDa
輸送方法	氷袋