

If/Iccおよびフローサイトメトリー用抗Cd101/Igsf2モノクローナル抗体 - Q93033

商品番号: CM0008803

前書き

ヒトCD101（IGSF2、V7、EWI-101）を標的とするウサギモノクローナル抗体。IF/IC Cおよびフローサイトメトリーで検証済み。約115 kDaの膜糖タンパク質を検出；T細胞抑制および白血病マーカーの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Rabbit anti-Human CD101/IGSF2 mAb
備考/別名	V7; IGSF2; EWI-101
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9398
免疫原	ヒトCD101/IGSF2 (NP_004249.2) のアミノ酸21-410に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q93033
タンパク質分子量	115kDa
配送条件	アイスバッグ