

## Elisa、Wb、If/Icc、Fc用抗Cd101/Igsf2ウサギモノクローナル抗体 - Q93033

商品番号: CM0007418

### 前書き

ヒトCD101/IGSF2（V7、EWI-101）に対するウサギモノクローナル抗体。ELISA、WB、IF/ICC、FCでバリデーション済み。マウスと交差反応します。T細胞増殖および免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 製品名      | CD101/IGSF2ウサギmAb                                         |
| 備考／別名    | V7; IGSF2; EWI-101                                        |
| 種        | ヒト                                                        |
| GeneID   | 9398（ヒト）                                                  |
| 免疫原      | ヒトCD101/IGSF2（NP_004249.2）のアミノ酸21～410に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来       | ウサギ                                                       |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                                 |
| 用途       | ELISA、WB、IF/ICC、FC                                        |
| 交差反応性    | ヒト、マウス                                                    |
| SWISS    | Q93033                                                    |
| タンパク質分子量 | 115kDa                                                    |
| 輸送       | 保冷バッグ                                                     |