


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Cd102 ウサギ Polymab® - P13598

商品番号: CM0007246



前書き

WB、IHC-P、ELISAに適したCD102 ウサギ Polymab®。ヒト、マウス、ラットのICAM2（30 kDaの細胞接着分子で免疫応答に重要）を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CD102 ウサギ PolymAb®
備考/別名	CD102
種	ヒト/マウス
GeneID (ヒト)	3384
GeneID	3384/15896
免疫原	ヒトCD102組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13598
タンパク質分子量	30KDa
発送	保冷剤