

Wb、Elisa用 抗Cd103ウサギポリクローナル抗体 - Q60677

商品番号: CM0023887

前書き

マウスCD103（インテグリンα-E、α M290）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウ エスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適 しています。マウスと反応します。細胞接着および粘 膜免疫研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD103ウサギpAb
備考/別名	CD103; aM290; alpha-E1; A530055J10; alpha-M290
種	マウス
遺伝子ID	16407
免疫原	マウスCD103（NP_032425.2）のアミノ酸191-385に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q60677
タンパク質分子量	129kDa
発送	保冷バッグ