


Elisa、Wb、Fc用抗Cd105/エンドグリンモノクローナル抗体 - P17813

商品番号: CM0011081



前書き

ヒトCD105/エンドグリンに対するウサギモノクローナル抗体。ELISA、WB、FCで検証済み。血管新生調節因子を標的とし、TGF-beta共受容体であるヒトエンドグリンに特異的に反応します。血管生物学およびIVD研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD105/エンドグリン ウサギmAb
備考/別名	END; HHT1; ORW1
種	ヒト
GeneID	2022
免疫原	ヒトCD105/エンドグリン (NP_001108225.1) のアミノ酸26〜337に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	ELISA、WB、FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P17813
タンパク質分子量	67kDa/70kDa
輸送	保冷バッグ