


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cd105/エンドグリンモノクローナル抗体 - P17813

商品番号: CM0002126



前書き

WB、IHC-

P、ELISAによるヒトエンドグリン検出で検証済みの組換えウサギモノクローナル抗CD105/エンドグリン抗体。血管新生、TGF-βシグナル伝達、血管生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD105/エンドグリン ウサギmAb
備考/別名	END; HHT1; ORW1; CD105/Endoglin
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2022
免疫原	ヒトCD105/エンドグリン (P17813) のアミノ酸1-200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P17813
タンパク質分子量	71kDa
輸送方法	氷袋