

WbおよびElisa用 抗Cd105/エンドグリン ウサギ ポリクローナル抗体 - P17813

商品番号: CM0029082



前書き

ヒトCD105/エンドグリンに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、マウスとの交差反応性あり。血管新生研究および内皮細胞研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD105/エンドグリン ウサギ pAb
備考/別名	END; HHT1; ORW1; CD105/エンドグリン
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2022
遺伝子ID	2022
免疫原	ヒトCD105/エンドグリン (NP_001108225.1) のアミノ酸26-337に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P17813
タンパク質分子量	71kDa
発送	保冷バッグ