

抗Cd107B（Lamp2）ウサギポリクローナル抗体 Wb、Elisa用 - P17047

商品番号: CM0023783



前書き

マウスCD107b（LAMP2）を標的とするウサギポリクローナル抗体、分子量は約46

kDaです。WBおよびELISAで検証済みです。リソソーム合成、オートファジー、シャペロン介在性オートファジー経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD107b Rabbit pAb
別名	Mac3, LGP-B, CD107b, Lamp-2, Lamp II, Lamp-2a, Lamp-2b, Lamp-2c
反応種	マウス
ヒト遺伝子ID	3920
遺伝子ID	16784
免疫原	マウスCD107b（NP_001017959.1）のアミノ酸26-189番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P17047
タンパク質分子量	46kDa
発送方法	保冷剤