

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cd10/Mmeモノクローナル抗体 - P08473

商品番号: CM0004558



前書き

ヒトCD10/MME（ネプリライシン）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。神経ペプチド分解、心血管ペプチド不活化、および腫瘍抗原の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD10/MME Rabbit mAb
備考/別名	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43; CD10/MME
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4311
GeneID	4311
免疫原	ヒトCD10/MME (NP_000893.2) のアミノ酸52-750に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P08473
タンパク質分子量	86kDa
配送	アイスバッグ