

抗Cd10/Mme ウサギモノクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa対応） - P08473

商品番号: CM0007559



前書き

ヒトCD10/MME（ネプリライシン、CALLA）に対するウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。ペプチド分解、心血管調節、疾患におけるネプリライシン機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD10/MME ウサギmAb
備考／別名	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43; CD10/MME
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4311
遺伝子ID	4311
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD10/MME（NP_000893.2）のアミノ酸52～750番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08473
タンパク質分子量	86kDa
配送方法	保冷剤