

Anti-Cd10/Mme ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P08473

商品番号: CM0029566



前書き

ヒトCD10/MME（CALLA、ネプリライシン）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。がん、神経変性、ペプチドホルモンの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD10/MME ウサギ pAb
備考/別名	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43; CD10/MME
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4311
免疫原	ヒトCD10/MME (NP_000893.2) のアミノ酸52-352に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08473
タンパク質分子量	86kDa
配送	氷袋