

## Anti-Cd112 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P32507

商品番号: CM0021652



### 前書き

マウスCD112（Nectin-2）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトと交差反応します。T細胞シグナル伝達および細胞接着のモジュレーター。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 製品名         | CD112 Rabbit pAb                                     |
| 備考/別名       | MPH; Pvr; Pvs; Cd112; Pvr12; nectin-2; CD112         |
| 種           | マウス                                                  |
| 遺伝子ID (ヒト)  | 5819                                                 |
| 遺伝子ID (マウス) | 19294                                                |
| 免疫原         | マウスCD112（NP_033016.3）のアミノ酸32-345に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース         | ウサギ                                                  |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                            |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                            |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                               |
| SWISS       | P32507                                               |
| タンパク質分子量    | 57kDa                                                |
| 配送          | アイスバッグ                                               |