


Anti-Cd115/Csf-1R ウサギポリクローナル抗体 Wb, If/Icc, If-P, Elisa用 - P07333

商品番号: CM0029127



前書き

ヒトCD115/CSF-1R (M-CSF受容体) を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、IF-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。マクロファージ生物学、自然免疫、がん研究における研究に必須のツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD115/CSF-1R Rabbit pAb
別名	FMS; CSFR; FIM2; GPSC; HDLS; C-FMS; CD115; HDLS1; CSF-1R; BANDDOS; M-CSF-R; CD115/CSF-1R
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1436
遺伝子ID	1436
免疫原	ヒトCD115/CSF-1R (NP_005202.2) のアミノ酸873-972番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07333
タンパク質分子量	108kDa
発送方法	保冷剤