

Wb、Elisa用抗Cd116/Gm-Csfrαウサギモノクローナル抗体 - P15509

商品番号: CM0006368



前書き

ヒトCD116/GM-CSFRα (CSF2RA、CDw116) に対するウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの検証が完了しています。低親和性顆粒球マクロファージコロニー刺激因子受容体サブユニットαを標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD116/GM-CSFRα ウサギmAb
備考/別名	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha; CD116/GM-CSFRα
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1438
GeneID	1438
免疫原	ヒトCD116/GM-CSFRα (NP_006131.2) のアミノ酸23〜320番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P15509
タンパク質分子量	27kDa/33kDa/38kDa/44kDa/46kDa/50kDa
輸送方法	氷袋