


Wb、Fc、Elisa用抗Cd116/Gm-Csfrαウサギモノクローナル抗体 - P15509

商品番号: CM0008225



前書き

ヒトCD116/GM-CSFRα（GM-CSF受容体αサブユニット）に対する組換えウサギモノクローナル抗体。ヒト反応性を有し、ウェスタンブロット、フローサイトメトリー、ELISA用途でバリデーション済み。複数の分子量アイソフォームを検出：27～50 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD116/GM-CSFRαウサギmAb
備考／別名	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha; CD116/GM-CSFRα
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1438
遺伝子ID	1438
免疫原	ヒトCD116/GM-CSFRα (NP_006131.2) のアミノ酸23～320に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、FC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P15509
タンパク質分子量	27kDa/33kDa/38kDa/44kDa/46kDa/50kDa
輸送	保冷バッグ