

Wb、Elisa用抗Cd117ウサギポリクローナル抗体 - P05532

商品番号: CM0024414



前書き

マウスCD117/c-

Kitに対するウサギポリクローナル抗体（P05532）で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスモデルにおける造血、幹細胞維持、メラニン生成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD117 Rabbit pAb
備考/別名	W; Bs; Fdc; Ssm; SC01; SC05; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
種	ヒト
GeneID（ヒト）	16590
GeneID	16590
免疫原	マウスCD117（NP_001116205.1）のアミノ酸25-523に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P05532
タンパク質分子量	109kDa
配送方法	保冷剤