

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用Anti-Cd117/C-Kitモノクローナル抗体 - P10721

商品番号: CM0012380



前書き

ヒトCD117/c-Kit (c-Kit、CD117、SCFR) に対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、IHC-P、ELISAに対応。幹細胞生物学、腫瘍学、および肥満細胞障害におけるヒト研究で検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD117/c-Kit Rabbit mAb
備考/別名	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3815
GeneID	3815
免疫原	ヒトCD117/c-Kit (NP_000213.1) のアミノ酸871-976領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P10721
タンパク質分子量	110kDa
配送	アイスバッグ