

## Wb・Elisa向け抗Cd117/C-Kitポリクローナル抗体 - P10721

商品番号: CM0026713



## 前書き

ウサギ由来のヒトCD117/c-

Kit (KIT) に対するポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットティングおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応し、幹細胞、がん、造血の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | CD117/c-Kit ウサギpAb                                                      |
| 備考/別名       | PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; CD117/c-Kit                             |
| 種           | ヒト                                                                      |
| GeneID (ヒト) | 3815                                                                    |
| GeneID      | 3815                                                                    |
| 免疫原         | 組換えタンパク質 / ヒトCD117/c-Kit (NP_000213.1) のアミノ酸867-976に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                                     |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                               |
| 用途          | WB, ELISA                                                               |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                              |
| SWISS       | P10721                                                                  |
| タンパク質分子量    | 110kDa                                                                  |
| 発送方法        | 氷袋                                                                      |