

Anti-Cd117/C-Kit ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P10721

商品番号: CM0014120



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用Anti-CD117/c-Kit ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットを認識します。組換えタンパク質を免疫原として使用。幹細胞生物学、造血、メラノ生成、および腫瘍形成の研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD117/c-Kit Rabbit pAb
備考/別名	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; CD117/c-Kit
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3815
GeneID	3815
免疫原	組換えタンパク質（ヒトCD117/c-Kit (NP_000213.1) のアミノ酸210-412に相当する配列を含む組換え融合タンパク質）
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10721
タンパク質分子量	110kDa
配送	氷袋