

Wb、Elisa用抗Cd117/C-Kitウサギモノクローナル抗体 - P05532

商品番号: CM0007073



前書き

マウスCD117/c-

Kit（幹細胞因子受容体）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAでバリデーション済み。造血、幹細胞生物学、発がんシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD117/c-KitウサギmAb
注記／別名	W; Bs; Fdc; Ssm; SCO1; SCO5; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3; CD117/c-Kit
種	マウス
GeneID（ヒト）	16590
GeneID	16590
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P05532
タンパク質分子量	23KDa/109KDa
配送	保冷バッグ