

Anti-Cd117/C-Kit Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Fc, Elisa - P05532

商品番号: CM0006661



前書き

WB、FC、ELISA用として検証されたCD117/c-KitラビットmAb。マウス特異的に反応します。造血、幹細胞、およびメラノーマ研究の重要なツールです。SWISS: P05532。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD117/c-Kit Rabbit mAb
備考/エイリアス	W; Bs; Fdc; Ssm; SCO1; SCO5; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3; CD117/c-Kit
種	マウス
GeneID (ヒト)	3815
GeneID	16590
免疫原	マウスCD117/c-Kit (NP_001116205.1) のアミノ酸25-523に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, FC, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P05532
タンパク質分子量	109KDa/22KDa
配送	氷袋