


Wb、Fc用抗Cd11Aモノクローナル抗体 - P20701

商品番号: CM0006320



前書き

ヒト用のWBおよびFCで検証済みの抗CD11aウサギモノクローナル抗体。インテグリン α -L (LFA-1)、主要な免疫接着受容体を認識します。免疫学および細胞接着研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD11a Rabbit mAb
備考/別名	CD11A; LFA-1; LFA1A; CD11a
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3683
GeneID	3683
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD11a (NP_002200.2) のアミノ酸26-340に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P20701
タンパク質分子量	118kDa/129kDa/134kDa
配送	アイスバッグ