

Wb、Fc、Elisa用抗Cd11Aウサギモノクローナル抗体 - P24063

商品番号: CM0008430

前書き

ウェスタンブロット、フローサイトメトリー、ELISAで検証済みのマウスCD11aウサギモノクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。標的は、白血球の接着および免疫機能に関与する128 kDaのインテグリン α -L鎖（LFA-1）です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD11aウサギmAb
備考／別名	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
種	マウス
GeneID（ヒト）	728642
GeneID	16408
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD11aのアミノ酸149～340（NP_001240801.1）に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、FC、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P24063
タンパク質分子量	128kDa
配送	保冷バッグ