


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cd11Aウサギモノクローナル抗体 - P20701

商品番号: CM0007090



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みの抗CD11aウサギモノクローナル抗体。ヒトCD11a（ITGAL）を認識し、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。白血球接着および免疫細胞間相互作用の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD11aウサギmAb
備考／別名	ITGAL; CD11A; LFA-1; LFA1A; インテグリンα-L; CD11a
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3683
遺伝子ID	3683
免疫原	ヒトCD11a（NP_002200.2）のアミノ酸26～340に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20701
タンパク質分子量	119kDa/128kDa/134kDa
輸送	保冷バッグ