


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cd11A/Lfa-1A/Itgalモノクローナル抗体 - P20701

商品番号: CM0002092



前書き

ヒトCD11a/LFA-1A/ITGAL (P20701)
を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB
、IHC-
P、ELISAで検証済み。白血球接着、免疫シナプス、
および貪食の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD11a/LFA-1A/ITGAL Rabbit mAb
備考/別名	CD11A; LFA-1; LFA1A; CD11a/LFA-1A/ITGAL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3683
GeneID	3683
免疫原	合成ペプチド ヒトCD11a/LFA-1A/ITGAL (P20701) のアミノ酸1071-1170領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P20701
タンパク質分子量	129kDa
配送	アイスパック