


Wb、Elisa用抗Cd11A/Lfa-1A/Itgalウサギポリクローナル抗体 - P20701

商品番号: CM0021905



前書き

ヒトCD11a/LFA-1A/ITGALを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトとラットと交差反応します。白血球接着、免疫細胞相互作用、炎症シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD11a/LFA-1A/ITGAL ウサギpAb
備考・別名	CD11A; LFA-1; LFA1A; CD11a/LFA-1A/ITGAL
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3683
遺伝子ID	3683
免疫原	ヒトCD11a/LFA-1A/CD11a/LFA-1A/ITGAL (NP_001107852.1) のアミノ酸26〜306番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P20701
タンパク質分子量	129kDa
輸送方法	保冷剤