


Anti-Cd11A/Lfa-1A/Itgal Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P20701

商品番号: CM0019341



前書き

ヒトCD11a/LFA-1A/ITGALを標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。白血球接着および免疫細胞の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD11a/LFA-1A/ITGAL Rabbit pAb
備考/別名	CD11A; LFA-1; LFA1A; CD11a/LFA-1A/ITGAL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3683
免疫原	ヒトCD11a/LFA-1A/ITGAL (NP_001107852.1) のアミノ酸26-340に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20701
タンパク質分子量	129kDa
配送	氷袋