


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cd11B（Itgam）ウサギポリクローナル抗体 - P05555

商品番号: CM0021310



前書き

マウスCD11b/ITGAMインテグリンを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAにおける性能が検証されています。ヒトおよびラットとも交差反応します。白血球接着、補体受容体機能、炎症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD11bウサギpAb
備考／別名	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik; CD11b
種	マウス
GeneID（ヒト）	16409
GeneID	16409
免疫原	マウスCD11b（NP_032427.2）のアミノ酸143～337に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05555
タンパク質分子量	127kDa
配送	保冷バッグ