

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cd11Bウサギモノクローナル抗体 - P11215

商品番号: CM0006617



前書き

ウエスタンブロット（WB）、IHC-P、ELISAで検証済みのCD11bウサギmAb。ヒト試料に適しており、白血球の接着および自然免疫に関与するインテグリン α -M（ITGAM）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD11bウサギmAb
備考／別名	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3684
GeneID	3684
免疫原	ヒトCD11b（NP_000623.2）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P11215
タンパク質分子量	127 kDa
輸送	保冷バッグ