

Anti-Cd11C Rabbit Polymab® For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P20702

商品番号: CM0011092



前書き

CD11c Rabbit PolymAb®は、ヒトインテグリンα-X (CD11c) を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-P、ELISAについて検証済みです。ヒトおよびカンクイザルと反応し、単球の接着および炎症反応の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD11c Rabbit PolymAb®
備考/別名	CD11C; SLEB6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3687
免疫原	ヒトCD11c (NP_000878.2) のアミノ酸311-410領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、カンクイザル
SWISS	P20702
タンパク質分子量	128 kDa
配送	アイスバッグ