

フローサイトメトリー用 Anti-Cd127/Il-7Rα モノクローナル抗体 () - P16871

商品番号: CM0004717



前書き

ヒト CD127/IL-7Rα
を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。ヒトおよびカニクイザル IL-7Rα
を認識します。免疫学、免疫細胞の分化、および疾患ターゲットの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human/Monkey CD127/IL-7Rα mAb
備考/別名	IL7RA; CD127; IL7R; CDW127; IMD104; sIL-7R; lnc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3575
GeneID	3575
免疫原	ヒト CD127/IL-7Rα (NP_002176.2) のアミノ酸 21-236 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P16871
タンパク質分子量	52kDa
配送	氷袋