

Wb、If-P、Elisa用抗Cd127/Il7Rモノクローナル抗体 - P16871

商品番号: CM0003543



前書き

ウェスタンブロット（WB）、免疫蛍光（パラフィン切片、IF-P）、ELISAで検証済みの組換え抗CD127/IL7Rウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのCD127と反応し、T細胞発生およびサイトカインシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD127/IL7R ウサギmAb
備考／別名	IL7RA; CD127; IL7R; CDW127; IMD104; sIL-7R; lnc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha; CD127/IL7R
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3575
GeneID	3575
免疫原	合成ペプチド：ヒトCD127/IL7R（P16871）のアミノ酸300～400番目の配列に対応する合成ペプチドを使用しています。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16871
タンパク質分子量	52kDa
輸送条件	氷袋