

Wb、Elisa用抗Cd127/Il7Rウサギポリクローナル抗体 - P16871

商品番号: CM0016320



前書き

ヒトCD127（IL-7受容体アルファ）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスとも交差反応します。免疫学および受容体シグナル伝達の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD127/IL7RウサギpAb
備考／別名	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; lnc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha; CD127/IL7R
種	ヒト
GeneID	3575
免疫原	ヒトCD127/IL7R（NP_002176.2）のアミノ酸21～239に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P16871
タンパク質分子量	52kDa
配送	保冷バッグ