

## Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cd13ウサギポリクローナル抗体 - P97449

商品番号: CM0020002

### 前書き

マウスCD13（アミノペプチダーゼN）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。ペプチドプロセッシングおよび血管新生に関与します。組換え免疫原。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 製品名      | CD13ウサギpAb                                          |
| 別名／エイリアス | Apn; AP-M; AP-N; Cd13; P150; CD13                   |
| 種        | マウス                                                 |
| GeneID   | 16790                                               |
| 免疫原      | マウスCD13（NP_032512.2）のアミノ酸69～966に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来       | ウサギ                                                 |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                           |
| アプリケーション | WB、IHC-P、ELISA                                      |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                          |
| SWISS    | P97449                                              |
| タンパク質分子量 | 109kDa                                              |
| 輸送       | 保冷バッグ                                               |