

フローサイトメトリー用 Anti-Cd130/Gp130 ウサギモノクローナル抗体 - Q00560

商品番号: CM0005084



前書き

マウス CD130/gp130

を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。標的分子量 102kDa。IL-6 シグナル伝達経路の研究およびサイトカイン受容体の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD130/gp130 Rabbit mAb
備考/別名	CD130; gp130; D13Ert699e; 5133400A03Rik; CD130/gp130
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	3572
遺伝子ID (マウス)	16195
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q00560
タンパク質分子量	102kDa
配送	アイスバッグ