


Wb、Elisa用 抗Cd132 ウサギ ポリクローナル抗体 - P34902

商品番号: CM0021940



前書き

マウスCD132（IL-2RG、gammaC）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。ラットCD132も認識します。サイトカインシグナル伝達および免疫研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD132 ウサギ pAb
備考/別名	gc; p64; [g]c; CD132; gamma(c)
種	マウス
遺伝子ID	16186
免疫原	マウスCD132（NP_038591.1）のアミノ酸23-263に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P34902
タンパク質分子量	42kDa
発送	保冷バッグ