


WbおよびElisa用 抗Cd132/IL-2 R Gamma ポリクローナル抗体 - P31785

商品番号: CM0023829



前書き

ヒトCD132/IL-2 R

gamma（共通ガンマ鎖）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。サイトカイン受容体シグナル伝達および原発性免疫不全研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CD132/IL-2 R gamma ウサギ pAb
備考/別名	P64; CIDX; IMD4; CD132; SCIDX; IL-2RG; SCIDX1; CD132/IL-2 R gamma
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3561
GeneID	3561
免疫原	ヒトCD132/IL-2 R gamma (NP_000197.1) のアミノ酸290-369に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P31785
タンパク質分子量	42kDa
輸送	保冷バッグ