

Wb、Ip、If-P、Elisa用抗Cd133（Prom1）ウサギモノクローナル抗体 - O54990

商品番号: CM0005871

前書き

CD133ウサギモノクローナル抗体はWB、IP、IF-P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと反応します。細胞分化と網膜円盤形態形成の主要制御因子であるプロミン-1（約97 kDa）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD133 ウサギmAb
別名	Prom; AC133; CD133; Prom-1; Prom11; 492416E19Rik
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	8842
遺伝子ID	19126
免疫原	マウスCD133（NP_001157049）のアミノ酸20～107番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB, IP, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O54990
タンパク質分子量	97 kDa
発送	保冷剤