

Anti-Cd134 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P47741

商品番号: CM0019703

前書き

マウスCD134/OX40を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ラットとの交差反応性があります。T細胞共刺激経路および長期免疫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD134 Rabbit pAb
備考/エイリアス	Ox40; ACT35; CD134; Ly-70; Txgp1; TXGPIL
種	マウス
GeneID	22163
免疫原	マウスCD134 (NP_035789.1) のアミノ酸20-211に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P47741
タンパク質分子量	30kDa
配送	氷袋