


## Wb、If/Icc、Elisa用抗Cd137ウサギモノクローナル抗体 - P20334

商品番号: CM0007744



## 前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのマウスCD137（4-1BB）ウサギモノクローナル抗体。T細胞共刺激受容体TNFRSF9を認識し、腫瘍免疫学およびT細胞生物学の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                              |
|------------|------------------------------------------------|
| 製品名        | CD137ウサギmAb                                    |
| 備考／別名      | ILA; Ly63; 4-1BB; Cd137; CDw137; A930040I11Rik |
| 種          | マウス                                            |
| GeneID（ヒト） | 3604                                           |
| GeneID     | 21942                                          |
| 免疫原        | 組換えタンパク質                                       |
| 由来         | ウサギ                                            |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                      |
| アプリケーション   | WB、IF/ICC、ELISA                                |
| 交差反応性      | マウス                                            |
| SWISS      | P20334                                         |
| タンパク質分子量   | 28kDa                                          |
| 輸送         | 保冷バッグ                                          |