

フローサイトメトリー用抗Cd138モノクローナル抗体 - K7Gnf5

商品番号: CM0005491

前書き

フローサイトメトリー（ブタ）で検証済みの高品質な結合ウサギ抗ブタCD138モノクローナル抗体（SDC1、シンデカン-1）。組換えタンパク質免疫原。エクソソームの生合成、細胞-マトリックス相互作用、および歯の発生の研究に最適です。分子量32kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ブタCD138 mAb
備考/別名	SDC1、シンデカン-1
種	ブタ
GeneID (ヒト)	6382
GeneID	100519770
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ブタ
SWISS	K7GNF5
タンパク質分子量	32kDa
配送	アイスバッグ