

Ihc-P、Elisa用抗Cd138/Syndecan-1 ウサギモノクローナル抗体 - P18827

商品番号: CM0007267



前書き

このウサギモノクローナル抗体は、細胞表面プロテオグリカンであるヒトCD138/Syndecan-1を検出します。研究および診断開発におけるIHC-PならびにELISAアプリケーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD138/Syndecan-1 ウサギmAb
別名	SDC; CD138; SYND1; シンデカン; CD138/Syndecan-1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6382
免疫原	ヒトCD138/Syndecan-1の組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P18827
タンパク質分子量	32kDa
発送方法	保冷剤