

Wb用 抗Cd138/Syndecan-1 ウサギモノクローナル抗体 - P18827

商品番号: CM0009802



前書き

ヒトCD138/Syndecan-1 (SWISS: P18827) を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。IVD研究および診断薬開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CD138/Syndecan-1 ウサギmAb
別名	SDC; CD138; SYND1; syndecan; CD138/Syndecan-1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6382
遺伝子ID	6382
免疫原	ヒトSyndecan 1 (P18827) のアミノ酸23～254番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18827
タンパク質分子量	32kDa
発送	保冷剤